

Eazipan LC™

Placche fotopolimerizzanti

Placche fotopolimerizzanti in resina tixotropiche, indicate per lavori di precisione, portaimpronte individuali, funzionali, lastre e basi per installazioni di protesi. Colore rosa.

Confezione
- 50 pz.

00340096 | Placche fotopol. Eazipan LC Rosa | € 66.00



Dabliu lab

Silicone laboratorio

Dabliu Lab silicone per laboratorio, a base di polisilossano per condensazione, durezza 95 shore. Ha delle elevate prestazioni.

Confezione 5 kg
4 catalizzatori

16/M9520 | Dabliu lab kg 5+4 cat. | € 65.00



Poligoss

Pasta per lucidatura

Pasta lucidante ultrasottile (ossido di alluminio) per qualsiasi uso in odontoiatria e odontotecnica. Poligloss fornisce un' eccellente brillantezza a compositi, amalgami, resine e superfici metalliche.

4403042 | Poligoss pasta polishing siringa 3g | € 15.00



Diamond gloss

Pasta diamantata

Pasta lucidante Diamond da usare per ottenere un' ottima lucidità ed un' eccellente e naturale luminosità su tutti i materiali restaurativi.

Utilissimo nelle cliniche e nei laboratori.

- grana extra-sottile (da 1 a 2 micron);
- idrosolubile, di facile pulizia e rimozione.

4403040 | Diamond gloss pasta diamantata polishing | € 26.40



Cera Rossa Dabliuwax

Cera rossa in fogli multiuso, per fissaggi e ceratura della protesi mobile, spessore 1,5mm. Conf. da 500gr

00170006 | Cera Rossa in Fogli conf. 500 gr. | € 9.80



Pomice Extra Fine

Pomice naturale per la lucidatura di manufatti protesici. Fusto da 5kg

00280030 | Pomice in Polvere Naturale Fusto Kg 5 | € 19.50



Tipo IV Extra Duro Golden Brown

Gesso Extra duro di tipo IV, per modelli e monconi di alta precisione, addizionato con resine sintetiche. Fusto da 5kg

00280018 | Gesso Extra duro tipo IV Golden Brown Kg 5 | € 32.20



Tipo IV Stone per Modelli

Gesso Extra duro di tipo IV giallo, per modelli ad alta precisione. Fusto da 25kg

00280020 | Gesso Giallo Extra Duro tipo IV Fusto Kg 25 | € 68.00



Tipo III Ortodontico Bianco

Gesso di tipo III, per modelli ortodontici di alta qualità.
Fusto da 15kg

00280026 | Gesso Bianco Ortodontico tipo III Fusto Kg 15 | € 46.50



Tipo IV Extra Duro Orto Bianco

Gesso di tipo IV Extra duro, per modelli ortodontici di alta qualità.
Fusto da 5kg

00280017 | Gesso Bianco Ortodontico tipo IV Fusto Kg 5 | € 24.50



Tipo III per Modelli

Gesso duro di tipo III giallo, per modelli ad alta precisione.
Fusto da 15kg

00280041 | Gesso Giallo tipo III Fusto Kg 15 | € 38.00

00280021 | Gesso Giallo tipo III Fusto Kg 5 | € 16.00



Tipo II Alabastrino

Gesso tenero di tipo II per basi di modelli. Sacco da 25kg

00280048 | Gesso Tenero tipo II Sacco Kg 25 | € 28.00



Gommini Rapid Eco

Nuova linea di gommini per lucidatura sviluppata per l'utilizzo su tutti i tipi di materiali, acrilici, metalli e ceramica. L'uso della linea Rapid Eco elimina l'inquinamento di differenti materiali e facilita il lavoro grazie all'utilizzo di un unico strumento. Di elevata durabilità, non rilasciano materie secondarie come gomma o silicone durante il processo di lucidatura. E' un prodotto ecologico, ottenuto da materiali riciclabile.



Forma	Canfezlane	Diametra	Lunghezza	Grana	Codici	Prezzo
	5 pezzi	6 mm	18,5 mm	Grassa	145510010 613 104 243 534 055	€ 39,90
				Media	145510011 613 104 243 524 055	
				Fine	145510012 613 104 243 514 055	
	5 pezzi	14,5 mm	2 mm	Grassa	145510013 613 104 040 534 145	€ 39,90
				Media	145510014 613 104 040 524 145	
				Fine	145510015 613 104 040 514 145	
	5 pezzi	7,4 mm	12,7 mm	Grassa	145510016 613 104 030 534 075	€ 39,90
				Media	145510017 613 104 030 524 075	
				Fine	145510018 613 104 030 514 075	
	5 pezzi	7 mm	22 mm	Grassa	145510019 613 104 114 534 070	€ 39,90
				Media	145510020 613 104 114 524 070	
				Fine	145510021 613 104 114 514 070	
	10 pezzi	22 mm	3 mm	Grassa	145510022 613 900 372 534 220	€ 13,50
				Media	145510023 613 900 372 524 220	
				Fine	145510024 613 900 372 514 220	
	5 pezzi	11 mm	21 mm	Grassa	145510025 613 104 292 534 110	€ 39,90
				Media	145510026 613 104 292 524 110	
				Fine	145510027 613 104 292 514 110	
	5 pezzi	9 mm	25 mm	Grassa	145510028 613 104 201 534 090	€ 39,90
				Media	145510029 613 104 201 524 090	
				Fine	145510030 613 104 201 514 090	
	5 pezzi	15 mm	18 mm	Grassa	145510031 613 104 202 534 150	€ 39,90
				Media	145510032 613 104 202 524 150	
				Fine	145510033 613 104 202 514 150	

