

SLB
EasyLock


Attacchi Self Ligating




Facile inserzione dello strumento per aprire lo sportello.



La clip di chiusura può essere aperta facilmente e richiusa con una pinza di utilità; l'attacco sarà completamente chiuso dopo il "click".



La clip di chiusura può essere rimossa con facilità per utilizzare legature tradizionali.



Arcata Inferiore

Arcata superiore

▲ Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L
1 1 Central	+12°	+5°	.125"	R L
2 2 Lateral	+8°	+9°	.110"	R L
3 3 Cuspid with hook	0°	+11°	.118"	R L
3 3 Cuspid	0°	+11°	.118"	R L
4 4/5 Bicuspid with hook	-7°	0°	.130"	R L
4 4/5 Bicuspid	-7°	0°	.130"	U

▼ Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L
1/2 1/2 Lower Anterior	0°	0°	.102"	U
3 3 Cuspid with hook	-11°	+5°	.118"	R L
3 3 Cuspid	-11°	+5°	.118"	R L
4 4 1 st Bicuspid w/hook & offset	-17°	0°	.118"	R L
4 4 1 st Bicuspid with offset	-17°	0°	.118"	U
5 5 2 nd Bicuspid w/hook & offset	-22°	0°	.118"	R L
5 5 2 nd Bicuspid with offset	-22°	0°	.118"	U

Kit Roth 022

500SLB

Attacco arrotondato
Per la massima igiene del paziente.

Sportello in micro titanio
Per dare massima flessibilità ed evitare rotture.

Clip di chiusura
Apertura facilitata e chiusura sicura

Foro d'apertura


Angoli arrotondati

Base arrotondata

Sistema Identificativo Colorato

Profilo basso

80 mesh di adesione



Apollo® Class Nickel Free sono la scelta ideale per tutti i pazienti, anche per quelli sensibili o incompatibili al nickel. Questo rivoluzionario prodotto è il risultato di una lega unica che ha performance e caratteristiche superiori ai tradizionali attacchi. Gli Apollo Class, sono realizzati con tecnologia M.I.M. e mostrano tutte le caratteristiche fondamentali di un attacco di eccezionale qualità.

Roth	TORQUE	ANGOLAZIONE	OFFSEET	IN/OUT	WIDTH (MM)	.018		.022	
						SINISTRA	DESTRA	SINISTRA	DESTRA
SUPERIORI									
U1	12°	5°	0°	1.0	3.5	APRXRUL118 ●	APRXRUR118 ●	APRXRUL122 ●	APRXRUR122 ●
U2	8°	9°	0°	1.0	2.9	APRXRUL218 ●	APRXRUR218 ●	APRXRUL222 ●	APRXRUR222 ●
U3 c/gancio	-2°	10°	4°M	.7	3.0	APRXRUL319 ●	APRXRUR319 ●	APRXRUL323 ●	APRXRUR323 ●
U4,5	-7°	0°	2°D	.7	3.0	APRXRU418 ●●		APRXRU422 ●●	
U4,5 c/gancio	-7°	0°	0°	.7	3.0	APRXRUL419 ●	APRXRUR419 ●	APRXRUL423 ●	APRXRUR423 ●
INFERIORI									
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APRXL118		APRXL122	
L3 c/gancio	-11°	5°	2°M	.7	3.0	APRXRL319 ●	APRXRLR319 ●	APRXRL323 ●	APRXRLR323 ●
L4	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLR418 ●●		APRXRLR422 ●●	
L4 c/gancio	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRL419 ●	APRXRLR419 ●	APRXRL423 ●	APRXRLR423 ●
L5	-22°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRL518 ●●		APRXRL522 ●●	
L5 c/gancio	-22°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRL519 ●	APRXRLR519 ●	APRXRL523 ●	APRXRLR523 ●




Kit Roth Apollo

SUP / INF 5-5	.018	.022
U/L c/gancio su 3	KTAPR1935	KTAPR2335
U/L c/gancio su 3/4/5	KTAPR1955	KTAPR2355
Confezione da 20 attacchi - 1 caso		
U/L c/gancio su 3	KTAPR1935K5	KTAPR2335K5
U/L c/gancio su 3/4/5	KTAPR1955K5	KTAPR2355K5
Confezione da 100 attacchi - 5 casi		

Bioform Rickets

SUPERIORI						SINISTRA	DESTRA
U1	22°	5°	0°	1.0	3.5	APRXBUL118 ●	APRXBUR118 ●
U2	14°	8°	0°	1.0	2.9	APRXBUL218 ●	APRXBUR218 ●
U3 c/gancio	7°	7°	0°	.7	3.0	APRXBUL319 ●	APRXBUR319 ●
U4,5	-7°	0°	0°	.7	3.0	APRXBU418 ●●	
U4,5	0°	0°	0°	.7	3.0	APRXBU/L618 ○○	
INFERIORI							
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APRXL118	
L3 c/gancio	7°	5°	0°	.7	3.0	APRXBLL319 ●	APRXBLR319 ●
L4	-11°	0°	0°	1.0	3.0	APRXBL418 ●	
L4 c/gancio	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXBL518 ●●	
L5	0°	0°	0°	.7	3.0	APRXBU/L618 ○○	



Kit Bioform Rickets Apollo

SUP / INF 5-5	
U/L c/gancio su 3	KTAPB1935
Confezione da 20 attacchi - 1 caso	
U/L c/gancio su 3	KTAPB1935K5
Confezione da 100 attacchi - 5 casi	

Standard Edgewise

SUPERIORI/ INFERIORI						.018	.022
U1	0°	0°	0°	1.0	2.5	APEDU118	APEDU122
U2	0°	0°	0°	.7	3.5	APEDU218	APEDU222
U3-L3	0°	0°	0°	.7	3.5	APEDUN318	APEDU322
U4/U5-L4/L5	0°	0°	0°	1.0	3.5	APEDUN418	APEDU422
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APEDLUN118	APEDLUN122

Kit Standard Edgewise Apollo

SUP / INF	.018	.022
U/L 5-5	KTAPED1855	KTAPED2255
Confezione da 20 attacchi - 1 caso		
U/L 5-5	KTAPED1855K5	KTAPED2255K5
Confezione da 100 attacchi - 5 casi		

Kit Dual Dimension Apollo

.018 U/L1,2	.022 U/L3,4,5
U/L c/gancio su 3	KTAPRDD2335
U/L c/gancio su 3/4/5	KTAPRDD2355
Confezione da 20 attacchi - 1 caso	
U/L c/gancio su 3	KTAPRDD2335K5
U/L c/gancio su 3/4/5	KTAPRDD2355K5
Confezione da 100 attacchi - 5 casi	

MBT	TORQUE	ANGOLAZIONE	OFFSET	IN/OUT	.018		.022	
					SINISTRA	DESTRA	SINISTRA	DESTRA
U1	17°	4°	0°	1.0	APMBTUL118 ●	APMBTUR118 ●	APMBTUL122 ●	APMBTUR122 ●
U2	10°	8°	0°	1.0	APMBTUL218 ●	APMBTUR218 ●	APMBTUL222 ●	APMBTUR222 ●
U3 c/gancio	-7°	8°	0°	.7	APMBTUL319 ●	APMBTUR319 ●	APMBTUL323 ●	APMBTUR323 ●
U4,5	-7°	0°	0°	.7	APMBTU418 ●●		APMBTU422 ●●	
U4,5 c/gancio	-7°	0°	0°	.7	APMBTUL419 ●	APMBTUR419 ●	APMBTUL423 ●	APMBTUR423 ●
INFERIORI								
L1/L2	-6°	0°	0°	1.0	APMBTL118		APMBTL122	
L3 c/gancio	-6°	3°	2° M	.7	APMBTLL319 ●	APMBTLR319 ●	APMBTLL323 ●	APMBTLR323 ●
L4	-12°	2°	0°	1.0	APMBTLR418 ●●		APMBTLR422 ●●	
L4 c/gancio	-12°	2°	0°	1.0	APMBTLL419 ●	APMBTLR419 ●	APMBTLL423 ●	APMBTLR423 ●
L5	-17°	2°	0°	1.0	APRXRL518 ●●		APRXRL522 ●●	
L5 c/gancio	-17°	2°	0°	1.0	APMBTLL519 ●	APMBTLR519 ●	APMBTLL523 ●	APMBTLR523 ●



A ttacchi N ova®

N ova attacchi di ultima generazione combinano le migliori caratteristiche di un brackets di media misura con ottime prestazioni, grazie alla nuova forma ovoidale. Gli attacchi Nova hanno una base anatomica e arrotondata con, una presabbiata e fattore di adesione superiore a **100 mil mesh**.

Roth	TORQUE	ANGOLAZIONE	.018"		.022"	
			SINISTRA	DESTRA	SINISTRA	DESTRA
U1	12°	5°	NVRUL118 ●	NVRUR118 ●	NVRUL122 ●	NVRUR122 ●
U2	8°	9°	NVRUL218 ●	NVRUR218 ●	NVRUL222 ●	NVRUR222 ●
U2 c/gancio	8°	9°	NVRUL219 ●	NVRUR219 ●	NVRUL223 ●	NVRUR223 ●
U3	0°	10°	NVRUL318 ●	NVRUR318 ●	NVRUL322 ●	NVRUR322 ●
U3 c/gancio	0°	10°	NVRUL319 ●	NVRUR319 ●	NVRUL323 ●	NVRUR323 ●
U4 c/gancio	-7°	0°	NVRUL419 ●	NVRUR419 ●	NVRUL423 ●	NVRUR423 ●
U4,U5	-7°	0°	NVRU418 ●●		NVRU422 ●●	
INFERIORI						
L1/L2	-1°	0°	NVRL118		NVRL122	
L3	-11°	7°	NVRL318 ●	NVRLR318 ●	NVRL322 ●	NVRLR322 ●
L3 c/gancio	-11°	7°	NVRL319 ●	NVRLR319 ●	NVRL323 ●	NVRLR323 ●
L4	-17°	0°	NVRL418 ●●		NVRLR422 ●●	
L4 c/gancio	-17°	0°	NVRL419 ●	NVRLR419 ●	NVRL423 ●	NVRLR423 ●
L5	-22°	0°	NVRL518 ●●		NVRLR522 ●●	
L5 c/gancio	-22°	0°	NVRL519 ●	NVRLR519 ●	NVRL523 ●	NVRLR523 ●



Kit Roth

SUP / INF 5-5	.018"	.022"
U/L 5-5 c/gancio su 3	KTNVR1935	KTNVR2335
U/L 5-5 c/gancio su 3/4/5	KTNVR1955	KTNVR2355
Confezione da 20 attacchi - 1 caso		
U/L 5-5 c/gancio su 3	KTNVR1935K5	KTNVR2335K5
U/L 5-5 c/gancio su 3/4/5	KTNVR1955K5	KTNVR2355K5
Confezione da 100 attacchi - 5 casi		

Standard Edgewise

SUP/INF	WIDTH	IN/OUT	.018"	.022"
U1	3.8	.70	NVEU118	NVEU122
U2	3.0	.70	NVEU218	NVEU222
U/L3	3.0	.70	NVE318	NVE322
U/L4,5	3.0	.70	NVE418	NVE422
L1-2	2.5	.70	NVEL118	NVEL122
Confezione da 10 pezzi				

- Preciso e facile posizionamento prerogolazione Tip Torque in out
- Gancio a palla disponibile su canino e premolari.
- Forma romboidale con linea centrale di relazione slot/inclinazione assiale.
- Base presabbiata oltre 100 mil mesh.

Kit Standard Edgewise

SUP / INF	.018"	.022"
U/L 5-5	KTNVE1855	KTNVE2255
Confezione da 20 attacchi - 1 caso		
U/L 5-5	KTNVE1855K5	KTNVE2255K5
Confezione da 100 attacchi - 5 casi		

La linea Straight Line completa la gamma delle possibilità tecniche ad oggi in commercio, l'alta qualità dell'attacco permette di assolvere in pieno alle esigenze funzionali e di comfort del paziente.

Roth V-Slot			.018		.022	
SUPERIORI	TORQUE	ANGOLAZIONE	SINISTRA	DESTRA	SINISTRA	DESTRA
U1	12°	5°	VSRUL118 ●	VSRUR118 ●	VSRUL122 ●	VSRUR122 ●
U2	8°	9°	VSRUL218 ●	VSRUR218 ●	VSRUL222 ●	VSRUR222 ●
U3 c/gancio	0°	11°	VSRUL319 ●	VSRUR319 ●	VSRUL323 ●	VSRUR323 ●
U4,5	-7°	0°	VSRU418 ●●		VSRU422 ●●	
U4,5 c/gancio	-7°	0°	VSRUL419 ●	VSRUR419 ●	VSRUL423 ●	VSRUR423 ●
INFERIORI						
L1/L2	0°	0°	VSRL118		VSRL122	
L3 c/gancio	-11°	5°	VSRL319 ●	AVSRLR319 ●	VSRL323 ●	VSRLR323 ●
L4	-17°	0°	VSRL418 00		VSRL422 00	
L4 c/gancio	-17°	0°	VSRL419 ●	VSRLR419 ●	VSRL423 ●	VSRLR423 ●
L5	-22°	0°	VSRL518 ●●		VSRL522 ●●	
L5 c/gancio	-22°	0°	VSRL519 ●●	VSRLR519 ●●	VSRL523 ●●	VSRLR523 ●●

Confezione da 10 pezzi



Attacchi con Slot verticale



Kit Roth V-Slot

SUP/INF	.018	.022
U/L 3c/gancio	KTVSR1935	KTVSR2335
U/L 3-4-5c/gancio	KTVSR1955	KTVSR2355

Confezione da 20 attacchi - 1 caso

Kit Dual Dimension V-Slot

SUP/INF	.018 U/L1,2 e .022 U/L3,4,5
U/L 3c/gancio	KTVSRD2335
U/L 3-4-5c/gancio	KTVSRD2355

Confezione da 20 attacchi - 1 caso



Gancio per slot verticali

THK050

Confezione da 50 pezzi

Attacchi Straight-Line Alexander

Alexander

SUPERIORI	TORQUE	ANGOLAZIONE	SINISTRA	DESTRA
U1	12°	5°	RXAUL118 ●	RXAUR118 ●
U2	8°	9°	RXAUL218 ●	RXAUR218 ●
U2 c/gancio			RXAUL219 ●	RXAUR219 ●
U3	-3°	10°	RXAUL318 ●	RXAUR318 ●
U3 c/gancio			RXAUL319 ●	RXAUR319 ●
U4/U5	-7°	0°	RXAUL418 ●	RXAUR418 ●
U4/U5 c/gancio			RXAUL419 ●	RXAUR419 ●
INFERIORI	TORQUE	ANGOLAZIONE	SINISTRA	DESTRA
L1/L2	-5°	0°	RXALR118	
L1/L2 c/gancio			RXALR119	
L3	-7°	6°	RXALL318 ●	RXALR318 ●
L3 c/gancio			RXALL319 ●	RXALR319 ●
L4	-11°	0°	RXALL418 ●	RXALR418 ●
L4 c/gancio			RXALL419 ●	RXALR419 ●
L5	-17°	0°	RXALL518 ●●	RXALR518 ●●
L5 c/gancio			RXALL519 ●●	RXALR519 ●●



Kit Alexander

SUPERIORE/INFERIORE 5-5	.018"
no ganci	KTRXA1855
U/L 2 c/gancio	KTRXA1925
U/L 3 c/gancio	KTRXA1935
U/L 3,4,5 c/gancio	KTRXA1955

Confezione da 20 attacchi - 1 caso

