

# PUNTATRICE HL-WDII

- PUNTATURA
- BRASATURA
- PUNTATURA A FREQUENZA
- RISCALDAMENTO E TEMPRA DEI FILI

La puntatrice HL-WD II è un apparecchio estremamente versatile grazie alle sue caratteristiche e alle sue dimensioni.

La HL WD II può essere impiegata per: PUNTATURA, BRASATURA, PUNTATURA A FREQUENZA, TRATTAMENTO TERMICO E PREFORMATURA di acciai di spessore da 0.2 mm a 1.8 mm.

La puntatrice, grazie ad una elettronica di ultima generazione con microprocessori, offre risultati di ottima qualità ed elevata precisione con memoria dell'ultima impostazione utilizzata.

Sul display digitale si evincono immediatamente tutte le informazioni su impostazioni e parametri.

Garanzia di sicurezza con protezione da overtemperature ed allarme in caso di bassa o alta tensione oppure nel caso in cui non vengano impostati i parametri adeguati al programma.

Dotata di 4 elettrodi superiori e 4 inferiori ruotabili a 90° per avere molte combinazioni a disposizione ed ottenere il massimo in tutte le situazioni.

#### Parametri tecnici:


- Alimentazione 220V+/-10% , 50hz+/-1hz
- Potenza 400 W
- Allarme di bassa o alta tensione
- Allarme impostazione operazione
- Protezione Overtemperature : 85° C

Puntatrice	HL-WD II
Confezione da 1 pezzo	





**B**ande anatomiche molari e premolari le Bande Straight-line sono realizzate con il migliore acciaio medicale, disponibili nelle misure da 1 a 32 per i molari mascellari e mandibolari, da 1 a 24 per i premolari (universali). La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure, l'interno sabbato permette un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici. Garantiamo inoltre un' eccellente servizio di prepuntatura.



### kit bande I molare

	Intro Kit 100 pz.	Pro Kit 150 pz.	Master Kit 300 pz.	Ric. 5pz SX	Ric. 5pz DX
Superiore	KMBU1100	KMBU1150	KMBU1300	MBUL1*	MBUR1*
Inferiore	KMBL1100	KMBL1150	KMBL1300	MBLL1*	MBLR1*

\*aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 14

Misure bande	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Intro kit 100 pz.	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pz.	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	10	10	10	8	8	8	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Master Kit 300 pz.	4	4	6	6	6	8	8	14	14	16	16	18	18	18	18	16	16	14	14	8	8	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4

IKit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre



### kit bande premolari universali

	Intro Kit 100 pz.	Pro Kit 150 pz.	Ricambi 5 pz.
Superiore (mis. da 1-24)	OUBBK100	OUBBK150	OUBB*
Inferiore (mis. da 3-26)	OLBBK100	OLBBK150	OLBB*

\*aggiungere sempre la misura desiderata Es. OUBB 14



### Kit bande premolari superiori

Misure bande	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Intro kit 100 pz.	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pz.	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	6	4	4	2	2	2

### Kit bande premolari inferiori

Misure bande	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Intro kit 100 pz.	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pz.	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	6	4	4	2	2	2

IKit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre

## Tubi da puntare non convertibili

**P**rodotti con tecnologia MIM di altissima qualità e precisione: in confezioni da 10 pezzi o singolarmente saldati sulle bande.



### Tubo singolo

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	0°	WBT1800R	WBT1800L	WBT2200R	WBT2200L
-10°	8°	WBT1810R	WBT1810L	WBT2210R	WBT2210L
-25°	8°	WBT1825R	WBT1825L	WBT2225R	WBT2225L

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio .045 gengivale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	0°	WBT2800RG	WBT2800LG	WBT2200RG	WBT2200LG
-10°	8°	WBT2810RG	WBT2810LG	WBT2210RG	WBT2210LG
-25°	8°	WBT2825LG	WBT2825RG	WBT2225LG	WBT2225RG

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio Bioform/Ricketts

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	0°	WBT2800R	WBT2800L	-	-

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio .045 occlusale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	0°	WBT2800RO	WBT2800LO	WBT2200RO	WBT2200LO
-10°	8°	WBT2810RO	WBT2810LO	WBT2210RO	WBT2210LO

Confezione da 10 pezzi



### Tubo triplo Bioform/Ricketts .045 gengivale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-10°	8°	WBT3810RG	WBT3810LG	-	-

Confezione da 10 pezzi

## Tubi da puntare convertibili

Prodotti con tecnologia MIM di altissima qualità e precisione: in confezioni da 10 pezzi o singolarmente saldati sulle bande.



### Tubo singolo

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-10°	8°	WBT1810RC	WBT1810LC	WBT1210RC	WBT1210LC
-25°	8°	WBT1825LC	WBT1825RC	WBT1225LC	WBT1225RC

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio .045 occlusale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	8°	WBT2800RCO	WBT2800LCO	WBT2200RCO	WBT2200LCO
-10°	5°	WBT2810RCO	WBT2810LCO	WBT2210RCO	WBT2210LCO

Confezione da 10 pezzi



### Tubo triplo con ausiliare .045 occlusale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-10°	8°	WBT3810RCO	WBT3810LCO	WBT3210RCO	WBT3210LCO

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio con ausiliario .018

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-25°	8°	WBT2825LC	WBT2825RC	WBT2225LC	WBT2225RC

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio .045 gengivale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-25°	8°	WBT2825LCG	WBT2825RCG	WBT2225LCG	WBT2225RCG

Confezione da 10 pezzi

## Tubi da cementare convertibili

Prodotto di altissima qualità realizzati con tecnologia MIM, basetta ritentiva, disegno anatomico per adattarsi in maniera ottimale ai molari.



### Tubo doppio .045 occlusale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-10°	8°	BBT2810BORC	BBT2810BOLC	BBT2210BORC	BBT2210BOLC

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio .045 gengivale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-25°	5°	BBT2825GLC	BBT2825GRC	BBT2225GLC	BBT2225GRC

Confezione da 10 pezzi



### Tubo singolo

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-10°	8°	BBT1810BRC	BBT1810BRLC	BBT1210BRC	BBT1210BRLC
-25°	5°	BBT1825LC	BBT1825RC	BBT1225LC	BBT1225RC

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-25°	5°	BBT2825LC	BBT2825RC	BBT2225LC	BBT2225RC

Confezione da 10 pezzi

## Tubi da cementare non convertibili



### Tubo singolo

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	8°	BBT1800BR	BBT1800BL	BBT1200BR	BBT1200BL
-10°	8°	BBT1810BR	BBT1810BL	BBT1210BR	BBT1210BL
-25°	5°	BBT1825LR	BBT1825RR	BBT1225LR	BBT1225RR

Confezione da 10 pezzi



### Tubo doppio .045 occlusale

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
0°	8°	BBT2800BOR	BBT2800BOL	BBT2200BOR	BBT2200BOL
-10°	5°	BBT2810BOR	BBT2810BOL	BBT2210BOR	BBT2210BOL

Confezione da 10 pezzi

## Tubi da cementare A pelo nickel free

I tubi Nickel-Free rappresentano l'unica alternativa per pazienti sensibili al Nickel.



### Tubo singolo

		.018x.025		.022x.028	
TORQUE	OFFSET	UR/LL	UL/LR	UR/LL	UL/LR
-14°	10°	BBT1401	BBT1402	BBT1451	BBT1452
-25°	4°	BBT1414	BBT1413	BBT1464	BBT1463

Confezione da 10 pezzi