


# Orthodontic Appliance Production

Ortho Box




Lip Bumper



Ortho Bite



Legature elastiche




Dispenser Attacchi



Ortho Control



**F**ili e tubi elastici progettati per massimizzare la funzionalità del prodotto e l'efficienza del trattamento ortodontico; sono realizzati in materiali di grado medicale superiore.



### Tubo per legature

Ø	.20"	.25"	.30"
Grigio	TBGY020	TBGY025	TBGY030
Trasparente	TBCL020	TBCL025	TBCL030
Confezione da 1 pezzo			

### Filo per legature


Ø	.20"	.25"	.30"
Grigio	ETGY020	ETGY025	ETGY030
Trasparente	ETCL020	ETCL025	ETCL030
Confezione da 1 pezzo			

### Filo per legature ruvido

Ø	.25"	.30"
Grigio	SNTGY025	SNTGY030
Trasparente	SNTCL025	SNTCL030
Confezione da 1 pezzo		

## Legature elastiche precaricate



**L**egature elastiche precaricate possono essere sostituite alle legature metalliche e vengono distribuite in due misure.



	.110	.120
Grigio	CGY10	CGY20
Trasparente	CCL10	CCL20
Confezione da 1000 pezzi		

## Separatori radiopachi

**S**eparatori radiopachi impiegati nella separazione degli elementi dentari prima del bandaggio. Gli anellini sono radiopachi per una veloce localizzazione radiografica. Per il posizionamento viene utilizzata la pinza per separatori.



ROSP1000
Confezione da 1000 pezzi

## Tubo di protezione

**T**ubo di protezione indispensabile per la protezione della mucosa, di facile inserimento sull'arco; se tagliato nella giusta misura previene la chiusura degli spazi. Ogni rocchetto ha una lunghezza di tre metri.



Ø	.018"	.027"	.046"
Grigio	ASPTG018	ASPTG027	ASPTG046
Trasparente	ASPTCL018	ASPTCL027	ASPTCL046
Confezione da 1 pezzo			

## Fulcro di rotazione

**F**ulcro di rotazione, accessorio indispensabile ad amministrare forze e rotazioni dove si desidera.



Grigio	RWPGY
Trasparente	RWPCL
Confezione da 100 pezzi	

## Catenelle elastiche

Le catenelle elastiche hanno caratteristiche di precisione, memoria, durezza e stabilità di colore eccellenti. L'elevato standard di costruzione delle catenelle assicura una forza costante nel tempo con minimo deperimento per fornire un efficiente movimento controllato dell'elemento dentario. Prive di lattice, in bobine da 15 ft, disponibili in vari colori (vedi tabella colori).

### Catenelle Dyna-Link

OOOOO continua	OOOO corta	OOOOO lunga
CDL**	SDL**	LDL**
** aggiungere codice colore		



Spessore 0.26"



Spessore 0.18"

### Catenelle Slim


TRASPARENTE		GRIGIO	
Continuo	CDLCLT	Continuo	CDLSVT
Corto	SDLCLT	Corto	SDLSVT
Lungo	LDLCLT	Lungo	LDLSVT

Esempio colore: "CLEAR catenella continua": CDLCL

## Legature al silicone

Hanno le stesse caratteristiche delle legature elastiche ed in più i vantaggi del **silicone impregnato** che, una volta bagnato, rende la legatura più scorrevole riducendo significativamente l'attrito fra la legatura ed il filo e risultando più confortevole al paziente. Confezioni da 46 sticks da 22 legature.

Trasparente	VTPCL46
Grigio	VTPGY46



## Legature elastiche 3 P

Stampate intorno ad un comodo dispenser circolare, particolarmente sottili ed altamente elastiche, caratteristica che ne favorisce l'impiego a differenza delle legature metalliche. La scatola è da 1000 elastici. Vari colori.

Grigio	AA01326
Trasparente	AA01327
Nero	AA01328
Rosso	AA01329
Arancione	AA01330
Bianco	AA01331
Giallo	AA01332
Blu	AA01333
Multicolor	AA01334



## Legature elastiche

Realizzate con un polimero di grado medicale prive di lattice, le Versa-Tie sono confezionate in 46 sticks da 22 legature e le Bambino-Ties sono da 84 sticks da 12 legature. Il diametro da 120 è ottimale ad assicurare una più lunga elasticità e durata, facilitando il continuo movimento del dente. (vedi tabella colori).

### Legature Versa-Time

VT**46
** aggiungere codice colore

\*Esempio colore: "CLEAR legatura": VTCL46




### colori disponibili

LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	ROYAL BLUE RB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR
FUCHSIA FU	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM
CLEAR* CL	DARK GREY* GY	MET. SILVER* SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. BLUE MB

### Legature Bambino

BT**84
** aggiungere codice colore

\*Esempio colore: "CLEAR legatura": BTCL84



## Pistola per Legature elastiche

Strumento sicuro e pratico per l'applicazione di legature elastiche, sterilizzabile a freddo.

Pistola EE850



**E**lastici intra/extra orali Enchanted™ Series prodotti in puro lattice di grado chirurgico, per avere un' alta elasticità ed assicurare forze precise e costanti. Per un' immediata identificazione, ogni diametro di elastici ha un colore identificativo sulla bustina, mentre la misura e la forza sono identificabili da un' immagine e da un nome. Imballo con chiusura a zip per evitare la fuoriuscita degli elastici. Preconfezionati in bustine monopaziente da 100 pz., sono forniti in cartone dispenser da 50 bustine o in confezioni da 10 bustine.



### 1/8" (3,18mm) BUSTA ARANCIONE

	AMBRA	COLORE
Ultra Leggero 2 oz. (56,70 g) Genio	18XLAM	
Leggero 2,5 oz. (70,88 g) Folletto	18LTAM	
Medio 4,5 oz. (127,58 g) Fata	18MDAM	18MDAC
Pesante 6,5 oz. (184,28 g) Mago	18HVAM	18HVAC

### 5/16" (7,95mm) BUSTA ROSSA

	AMBRA	COLORE
Ultra Leggero 2 oz. (56,70 g) Trombettiere	56XLAM	
Leggero 2,5 oz. (70,88 g) Regina	56LTAM	
Medio Leggero 3,5 oz. (99,23 g) Re	56MLAM	56MLAC
Medio 4,5 oz. (127,58 g) Principessa	56MDAM	56MDAC
Pesante 6,5 oz. (184,28 g) Cavaliere	56HVAM	56HVAC
Ultra pesante 8,5 oz. (240,98 g) Buffone	56XHAM	

### 3/16" (4,77mm) BUSTA BLU

	AMBRA	COLORE
Leggero 2,5 oz. (70,88 g) Sirena	36LTAM	36MLAC
Medio Leggero 3,5 oz. (99,23 g) Drago	36MLAM	
Medio 4,5 oz. (127,58 g) Elfo	36MDAM	36MDAC
Pesante 6,5 oz. (184,28 g) Unicorno	36HVAM	36HVAC
Ultra Pesante 8,5 oz. (240,98 g) Gnomo	36XHAM	

### 3/8" (9,52mm) BUSTA MAGENTA

	AMBRA	COLORE
Ultra Leggero 2 oz. (56,70 g) Principe rana	38XLAM	
Leggero 2,5 oz. (70,88 g) Pirata	38LTAM	
Medio Leggero 3,5 oz. (99,23 g) Vichingo	38MLAM	
Medio 4,5 oz. (127,58 g) Barbaro	38MDAM	
Pesante 6,5 oz. (184,28 g) Soldato romano	38HVAM	

### 1/4" (6,35mm) BUSTA VERDE

	AMBRA	COLORE
Leggero 2,5 oz. (70,88 g) Gigante	14LTAM	
Medio Leggero 3,5 oz. (99,23 g) Centauro	14MLAM	14MLAC
Medio 4,5 oz. (127,58 g) Spirito	14MDAM	14MDAC
Pesante 6,5 oz. (184,28 g) Pegaso	14HVAM	14HVAC
Ultra Pesante 8,5 oz. (240,98 g) Minotauro	14XHAM	

## Elastici Extra-orali

### 1/2" (12,70mm) confezione 1000 pz

1/2	8 oz.	AX012B	16 oz.	AX012B
1/2	8 oz.	AX014B	16 oz.	AX014B
1/2	8 oz.	AX038B	16 oz.	AX038B
1/2	8 oz.	AX056B	16 oz.	AX056B
1/2	8 oz.	AX0114B	16 oz.	AX0114B
1/2	8 oz.	AX0138B	16 oz.	AX0138B
1/2	8 oz.	AX0156B	16 oz.	AX0156B

## E lastici latex free

**E**lastici privi di lattice, ideali per pazienti allergici. Prodotti con un polimero unico che elimina la proteina ed altri potenziali allergenici associati al lattice. Bustine da 100 pz. monopaziente in dispenser da 100 bustine o in conf. da 10 bustine.



## Elastici Privi di Lattice

MISURA	COLORE	MEDIO 4.5 oz	PESANTE 6.5 oz
1/8" (3,8 mm)	Natural	LFM18	LFH18
3/16" (4,77 mm)	Natural	LFM36	LFH36
1/4" (6,35 mm)	Natural	LFM14	LFH14
5/16" (7,95 mm)	Natural	LFM56	LFH56
3/8" (9,52 mm)	Natural	LFM38	LFH38