


La formulazione della lega in nickel titanio possiede grandi proprietà di memoria elastica, peculiarità che consente di effettuare pieghe sul filo stesso. Questa caratteristica risulta particolarmente accentuata nei fili a sezione rotonda rispetto a quelli quadrati o rettangolari, più rigidi. La superficie accuratamente definita, favorisce lo scorrimento del filo negli slot con una forza leggera ma continua; inoltre, gli archi Ortho Force potenziano l'efficacia del movimento dei denti riducendo i tempi di lavoro, senza pregiudicarne il confort del paziente. Sulla linea mediana, sono così contrassegnati: tre tacche per i superiori ed una per gli inferiori.



## Archi Nickel Titanio superelastici

	TRUEFORM I		TRUEFORM II		EUROPA I		EUROPA II	
	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE
.012	SETFU012	SETFL012	SETFU112	SETFL112	SEEFU012	SEEFL012	SEEFU112	SEEFL112
.014	SETFU014	SETFL014	SETFU114	SETFL114	SEEFU014	SEEFL014	SEEFU114	SEEFL114
.016	SETFU016	SETFL016	SETFU116	SETFL116	SEEFU016	SEEFL016	SEEFU116	SEEFL116
.018	SETFU018	SETFL018	SETFU118	SETFL118	SEEFU018	SEEFL018	SEEFU118	SEEFL118
.020	SETFU020	SETFL020	SETFU120	SETFL120	SEEFU020	SEEFL020	SEEFU120	SEEFL120
.016x.016	SETFU1616	SETFL1616	SETFU3616	SETFL3616	SEEFU1616	SEEFL1616	SEEFU3616	SEEFL3616
.016x.022	SETFU1622	SETFL1622	SETFU3622	SETFL3622	SEEFU1622	SEEFL1622	SEEFU3622	SEEFL3622
.017x.025	SETFU1725	SETFL1725	SETFU3725	SETFL3725	SEEFU1725	SEEFL1725	SEEFU3725	SEEFL3725
.018x.018	SETFU1818	SETFL1818	SETFU3818	SETFL3818	SEEFU1818	SEEFL1818	SEEFU3818	SEEFL3818
.018x.025	SETFU1825	SETFL1825	SETFU3825	SETFL3825	SEEFU1825	SEEFL1825	SEEFU3825	SEEFL3825
.019x.025	SETFU1925	SETFL1925	SETFU3925	SETFL3925	SEEFU1925	SEEFL1925	SEEFU3925	SEEFL3925
.020x.020	SETFU2020	SETFL2020	SETFU3020	SETFL3020	SEEFU2020	SEEFL2020	SEEFU3020	SEEFL3020
.021x.025	SETFU2125	SETFL2125	SETFU3125	SETFL3125	SEEFU2125	SEEFL2125	SEEFU3125	SEEFL3125

forma compatibile con la tecnica Damon\*  
disponibili nelle misure  
.013 - .014x.025 - .016x.025

Confezione da 10 pezzi

\*Damon è un marchio registrato della Ormco.

### Solo Pack

Tutti gli archi Nickel Titanio, Acciaio Coloboy e TitanMoly, sono disponibili su richiesta nel nuovo confezionamento Solo-Pack, imbustati singolarmente e sterilizzati. Confezioni da 10 pezzi.



## Archi Nickel Titanio superelastici

	STANDARD FORM		BIOFORM		BIOFORM III		BIOFORM	
	SUPERIORE	INFERIORE	I	II	SUPERIORE	INFERIORE	IV	V
.012	SESFU012	SESFL012	SEBF112	SEBF212	SEBF3U012	SEBF3L012	SEBF412	SEBF512
.014	SESFU014	SESFL014	SEBF114	SEBF214	SEBF3U014	SEBF3L014	SEBF414	SEBF514
.016	SESFU016	SESFL016	SEBF116	SEBF216	SEBF3U016	SEBF3L016	SEBF416	SEBF516
.018	SESFU018	SESFL018	SEBF118	SEBF218	SEBF3U018	SEBF3L018	SEBF418	SEBF518
.020	SESFU020	SESFL020	SEBF120	SEBF220	SEBF3U020	SEBF3L020	SEBF420	SEBF520
.016x.016	SESFU1616	SESFL1616	SEBF11616	SEBF21616	SEBF3U1616	SEBF3L1616	SEBF41616	SEBF51616
.016x.022	SESFU1622	SESFL1622	SEBF11622	SEBF21622	SEBF3U1622	SEBF3L1622	SEBF41622	SEBF51622
.017x.025	SESFU1725	SESFL1725	SEBF11725	SEBF21725	SEBF3U1725	SEBF3L1725	SEBF41725	SEBF51725
.018x.018	SESFU1818	SESFL1818	SEBF11818	SEBF21818	SEBF3U1818	SEBF3L1818	SEBF41818	SEBF51818
.018x.025	SESFU1825	SESFL1825	SEBF11825	SEBF21825	SEBF3U1825	SEBF3L1825	SEBF41825	SEBF51825
.019x.025	SESFU1925	SESFL1925	SEBF11925	SEBF21925	SEBF3U1925	SEBF3L1925	SEBF41925	SEBF51925
.020x.020	SESFU2020	SESFL2020	SEBF12020	SEBF22020	SEBF3U2020	SEBF3L2020	SEBF42020	SEBF52020
.021x.025	SESFU2125	SESFL2125	SEBF12125	SEBF22125	SEBF3U2125	SEBF3L2125	SEBF42125	SEBF52125

Confezione da 10 pezzi

**G**li archi e i fili nickel titanio termici consentono una distribuzione di forze molto basse e costanti nel tempo grazie al bilanciamento molecolare dei materiali utilizzati e ad un particolare procedimento tempo-temperatura a cui vengono sottoposti. Gli archi Nickel Titanio permettono un alto grado di deviazione e manipolazione senza provocare alcuna deformazione dell'arco originale, minimizzando il progressivo cambio di fili e massimizzando l'efficienza senza intaccare il confort del paziente. Gli archi ed i fili ad attivazione termica possono essere piegati con la pinza a temperatura ambiente, ma una volta posizionati in bocca, ad una temperatura di 37°, tornano ad assumere la loro forma iniziale sollecitando i denti con forze leggere e continue; grazie alle eccellenti caratteristiche di memoria assicurano i risultati desiderati senza bisogno di ulteriori modifiche.



## Archi Nickel Titanio termici

	TRUEFORM I		TRUEFORM II		EUROPA I		EUROPA II	
	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE
.012	TTFU012	TTFL012	TTFU112	TTFL112	TEFU012	TEFL012	TEFU112	TEFL112
.014	TTFU014	TTFL014	TTFU114	TTFL114	TEFU014	TEFL014	TEFU114	TEFL114
.016	TTFU016	TTFL016	TTFU116	TTFL116	TEFU016	TEFL016	TEFU116	TEFL116
.018	TTFU018	TTFL018	TTFU118	TTFL118	TEFU018	TEFL018	TEFU118	TEFL118
.020	TTFU020	TTFL020	TTFU120	TTFL120	TEFU020	TEFL020	TEFU120	TEFL120
.016x.016	TTFU1616	TTFL1616	TTFU3616	TTFL3616	TEFU1616	TEFL1616	TEFU3616	TEFL3616
.016x.022	TTFU1622	TTFL1622	TTFU3622	TTFL3622	TEFU1622	TEFL1622	TEFU3622	TEFL3622
.017x.025	TTFU1725	TTFL1725	TTFU3725	TTFL3725	TEFU1725	TEFL1725	TEFU3725	TEFL3725
.018x.018	TTFU1818	TTFL1818	TTFU3818	TTFL3818	TEFU1818	TEFL1818	TEFU3818	TEFL3818
.018x.025	TTFU1825	TTFL1825	TTFU3825	TTFL3825	TEFU1825	TEFL1825	TEFU3825	TEFL3825
.019x.025	TTFU1925	TTFL1925	TTFU3925	TTFL3925	TEFU1925	TEFL1925	TEFU3925	TEFL3925
.020x.020	TTFU2020	TTFL2020	TTFU3020	TTFL3020	TEFU2020	TEFL2020	TEFU3020	TEFL3020
.021x.025	TTFU2125	TTFL2125	TTFU3125	TTFL3125	TEFU2125	TEFL2125	TEFU3125	TEFL3125

Confezione da 10 pezzi

### Solo Pack

Tutti gli archi Nickel Titanio, Acciaio Coloboy e TitanMoly, sono disponibili su richiesta nel nuovo confezionamento Solo-Pack, imbustati singolarmente e sterilizzati. Confezioni da 10 pezzi.



## Archi Nickel Titanio termici

	STANDARD FORM		BIOFORM		BIOFORM III		BIOFORM	
	SUPERIORE	INFERIORE	I	II	SUPERIORE	INFERIORE	IV	V
.012	TSFU012	TSFL012	TBF112	TBF212	TBF3U012	TBF3L012	TBF412	TBF512
.014	TSFU014	TSFL014	TBF114	TBF214	TBF3U014	TBF3L014	TBF414	TBF514
.016	TSFU016	TSFL016	TBF116	TBF216	TBF3U016	TBF3L016	TBF416	TBF516
.018	TSFU018	TSFL018	TBF118	TBF218	TBF3U018	TBF3L018	TBF418	TBF518
.020	TSFU020	TSFL020	TBF120	TBF220	TBF3U020	TBF3L020	TBF420	TBF520
.016x.016	TSFU1616	TSFL1616	TBF11616	TBF21616	TBF3U1616	TBF3L1616	TBF41616	TBF51616
.016x.022	TSFU1622	TSFL1622	TBF11622	TBF21622	TBF3U1622	TBF3L1622	TBF41622	TBF51622
.017x.025	TSFU1725	TSFL1725	TBF11725	TBF21725	TBF3U1725	TBF3L1725	TBF41725	TBF51725
.018x.018	TSFU1818	TSFL1818	TBF11818	TBF21818	TBF3U1818	TBF3L1818	TBF41818	TBF51818
.018x.025	TSFU1825	TSFL1825	TBF11825	TBF21825	TBF3U1825	TBF3L1825	TBF41825	TBF51825
.019x.025	TSFU1925	TSFL1925	TBF11925	TBF21925	TBF3U1925	TBF3L1925	TBF41925	TBF51925
.020x.020	TSFU2020	TSFL2020	TBF12020	TBF22020	TBF3U2020	TBF3L2020	TBF42020	TBF52020
.021x.025	TSFU2125	TSFL2125	TBF12125	TBF22125	TBF3U2125	TBF3L2125	TBF42125	TBF52125

Confezione da 10 pezzi

Realizzati in nickel titanio superelastico o termico, sviluppano eccellenti forze atte a realizzare rapidamente ed efficientemente modifiche del morso.

### CURVA INVERSA I

Esclusiva con moderata curva torque e distal toe-in

### CURVA INVERSA II

Offre il massimo nella curva posteriore con più alto valore di torque anteriore.

### CURVA INVERSA III

Parte finale dritta identica alla forma TRUEFORM I dei nostri archi, con moderata curva senza distal toe-in o torque posteriore.

### Archi Nickel Titanio curva inversa

	CURVA INVERSA I				CURVA INVERSA II
	SUPERELASTICO		TERMICO		SUPERELASTICO
	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE	UNIVERSALE
.012	SERCU012	SERCL012	TRCU012	TRCL012	SERCU2012
.014	SERCU014	SERCL014	TRCU014	TRCL014	SERCU2014
.016	SERCU016	SERCL016	TRCU016	TRCL016	SERCU2016
.018	SERCU018	SERCL018	TRCU018	TRCL018	SERCU2018
.020	SERCU020	SERCL020	TRCU020	TRCL020	SERCU2220
.016x.016	SERCU1616	SERCL1616	TRCU1616	TRCL1616	SERCU21616
.016x.022	SERCU1622	SERCL1622	TRCU1622	TRCL1622	SERCU21622
.017x.025	SERCU1725	SERCL1725	TRCU1725	TRCL1725	SERCU21725
.018x.018	SERCU1818	SERCL1818	TRCU1818	TRCL1818	SERCU21818
.018x.025	SERCU1825	SERCL1825	TRCU1825	TRCL1825	SERCU21825
.019x.025	SERCU1925	SERCL1925	TRCU1925	TRCL1925	SERCU21925
.020x.020	SERCU2020	SERCL2020	TRCU2020	TRCL2020	SERCU22020
.021x.025	SERCU2125	SERCL2125	TRCU2125	TRCL2125	SERCU22125


Confezione da 10 pezzi



### Archi Nickel Titanio curva inversa

	CURVA INVERSA III			
	SUPERELASTICO		TERMICO	
	SUPERIORE	INFERIORE	SUPERIORE	INFERIORE
.012	SERCU3012	SERCL3012	TRCU3012	TRCL3012
.014	SERCU3014	SERCL3014	TRCU3014	TRCL3014
.016	SERCU3016	SERCL3016	TRCU3016	TRCL3016
.018	SERCU3018	SERCL3018	TRCU3018	TRCL3018
.020	SERCU3020	SERCL3020	TRCU3020	TRCL3020
.016x.016	SERCU31616	SERCL31616	TRCU31616	TRCL31616
.016x.022	SERCU31622	SERCL31622	TRCU31622	TRCL31622
.017x.025	SERCU31725	SERCL31725	TRCU31725	TRCL31725
.018x.018	SERCU31818	SERCL31818	TRCU31818	TRCL31818
.018x.025	SERCU31825	SERCL31825	TRCU31825	TRCL31825
.019x.025	SERCU31925	SERCL31925	TRCU31925	TRCL31925
.020x.020	SERCU32020	SERCL32020	TRCU32020	TRCL32020
.021x.025	SERCU32125	SERCL32125	TRCU32125	TRCL32125

Confezione da 10 pezzi



## Fili dritti e spolette Nickel titanio

Fili dritti e spolette in Nickel titanio superelastico per archi e applicazioni settoriali, disponibile in fili dritti da 7" e spolette da 15 ft.



	Fili dritti	Spolette
Rotondo		
.010	SENT010	SESP010
.012	SENT012	SESP012
.014	SENT014	SESP014
.016	SENT016	SESP016
.018	SENT018	SESP018
.020	SENT020	SESP020

Confezione da 10 pezzi

Fili dritti	
Rettangolare	
.014x025	SENTI425
.016x016	SENTI616
.016x022	SENTI622
.017x025	SENTI725
.018x018	SENTI818
.018x025	SENTI825
.019x025	SENTI925
.020x020	SENT2020
.021x025	SENT2125


Confezione da 10 pezzi



dabliu

# Arch Over

**control infection**  
**Ni-ti super elastic**



OPEN HERE

Super Elastic  
Lower 012  
Arch Form Natural  
REF SF031202  
LOT 49302906

**Ni-ti wire**

This product has been individually packaged to reduce cross contamination. If additional protection is desired, the content of this package may be sterilized via autoclave. This product is manufactured under ISO 9001:2000 and ISO 13485 guidelines.

CE 0197  
ISO 9001:2000  
ISO 13485:2003

OPEN HERE



**flessibilità**

**Ni-ti thermal**

**acciaio**


**Resistenza**

**D**abliù Arch "Over" è il nuovo brand di qualità della linea Ortho World. Negli ultimi anni grazie alla tecnologia ed allo sviluppo dei materiali, è stato messo a punto un arco dalla forma più NATURALE dalle caratteristiche e funzionalità uniche. Le proprietà elastiche e di memoria della lega Nickel titanio garantiscono indeformabilità e super elasticità. La superficie, accuratamente rifinita, favorisce lo scorrimento del filo negli slot riducendo notevolmente le resistenze da attrito. Le forze leggere e continue sviluppate dagli archi favoriscono una riduzione dei tempi della terapia, migliorando il confort del paziente. DABLIU ARCH "Over" è disponibile nei nuovi confezionamenti in busta da 10 pezzi e in busta singola, per un migliore controllo delle infezioni.

## Dabliu Arch Over one pack NI-TI Superelastico

	NATURALFORM	
	SUPERIORE	INFERIORE
.012	NSS012	NIS012
.014	NSS014	NIS014
.016	NSS016	NIS016
.018	NSS018	NIS018
.020	NSS020	NIS020
.016x.016	NSS1616	NIS1616
.016x.022	NSS1622	NIS1622
.017x.025	NSS1725	NIS1725
.018x.025	NSS1825	NIS1825
.019x.025	NSS1925	NIS1925
.021x.025	NSS2125	NIS2125
Confezione da 10 pezzi *		


\*inbustati singolarmente



## Dabliu Arch Over one pack NI-TI Termico

	NATURALFORM	
	SUPERIORE	INFERIORE
.012	TSS012	TIS012
.014	TSS014	TIS014
.016	TSS016	TIS016
.018	TSS018	TIS018
.020	TSS020	TIS020
.016x.016	TSS1616	TIS1616
.016x.022	TSS1622	TIS1622
.017x.025	TSS1725	TIS1725
.018x.025	TSS1825	TIS1825
.019x.025	TSS1925	TIS1925
.021x.025	TSS2125	TIS2125
Confezione da 10 pezzi *		


\*inbustati singolarmente



La nuova linea di archi Nickel titanio con forma Europa II, mira alle terapie ortodontiche ispirate dalle recenti ricerche del Dott. Dwight Damon non implica l'approvazione del Dott. Damon\* che hanno introdotto nuovi concetti sulle terapie ortodontiche.

	NICKEL TITANIO	NICKEL TITANIO ESTETICO
.012	SEEFU112	SEEFU112T
.013	SEEFU113	SEEFU113T
.014	SEEFU114	SEEFU114T
.016	SEEFU116	SEEFU116T
.018	SEEFU118	SEEFU118T
.020	SEEFU120	SEEFU120T
.014x.025	SEEFU3625	SEEFU3625T
.016x.016	SEEFU3616	SEEFU3616T
.016x.022	SEEFU3622	SEEFU3622T
.016x.025	SEEFU3625	SEEFU3625T
.017x.025	SEEFU3725	SEEFU3725T
.018x.018	SEEFU3818	SEEFU3818T
.018x.025	SEEFU3825	SEEFU3825T
.019x.025	SEEFU3925	SEEFU3925T
.020x.020	SEEFU3020	SEEFU3020T
.021x.025	SEEFU3125	SEEFU3125T

Confezione da 10 pezzi



\*Damon 3 è un marchio registrato della ORMCO CORPORATION



### Stop per fili da 0.12 a 0.18

Small	CSTOPSM
-------	---------

Confezione da 25 pezzi

### Stop per fili da 0.20 a 0.22

Large	CSTOPLG
-------	---------

Confezione da 25 pezzi

**Solo Pack**  
Tutti gli archi Nickel Titanio, Acciaio Coloboloy e TitanMoly, sono disponibili su richiesta nel nuovo confezionamento Solo-Pack, imbustati singolarmente e sterilizzati. Confezioni da 10 pezzi.


## A rchi linguali N ickel titanio

Gli archi linguali sono prodotti con i migliori materiali e vengono usati per i moderni trattamenti linguali. Sono disegnati per essere adatti nell'anatomia linguale.

### Archi linguali a forma di fungo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
.010	G4LSU101		
.010		G4LMU101	
.010			G4LLU101
.010	G4LSL010		
.010		G4LML010	
.010			G4LLL010
.013	G4LWU010		
.013		G4LMU013	
.013			G4LLU013
.013	G4LSL013		
.013		G4LML013	
.013			G4LLL013
.016	G4LSU016		
.016		G4LMU016	
.016			G4LLU016
.016	G4LSL016		
.016		G4LML016	
.016			G4LLL016

Confezione da 2 pezzi



### Archi linguali universali

	SMALL	MEDIUM	LARGE	EX-LARGE
.010	G4SLUN010	G4MLUN010	G4LLUN010	G4XLUN010
.012	G4SLUN012	G4MLUN012	G4LLUN012	G4XLUN012
.014	G4SLUN014	G4MLUN014	G4LLUN014	G4XLUN014
.016	G4SLUN016	G4MLUN016	G4LLUN016	G4XLUN016
.016x022				G4XLUN1622
.017x017				G4XLUN1717

Confezione da 5 pezzi