

Ergoplus



Pinze e strumenti

Prodotti con macchinari di alta tecnologia gli strumenti del nostro catalogo mostrano caratteristiche inimitabili di resistenza e durata. I tronchesini sono dotati di punte con inserti in carburo di tungsteno che consentono di avere tagli molto precisi e restituiscono al tronchesino durata nel tempo; inoltre sono coperti da due anni di garanzia.



Punte in carburo di tungsteno


Tronchesi

Pinza per fili

Pinza speciale

Strumentario





Ergoplus

Tronchese Miniature con inserti TC

Mini tronchese per legature e fili leggeri.

EI-001

Mini tronchese per legature e fili leggeri.
a manici lunghi 14 cm

EI-005



Ergoplus

Tronchese per filo duro con inserti TC

Tronchese per filo duro con angolo di taglio di 15°

EI-010



Ergoplus

Tronchese per legature con inserti TC

Tronchese per filo duro.

EI-020



Ergoplus

Tronchese angolato 45° con inserti TC

Tronchese per legature con angolo di taglio a 45°.

EI-030




Ergoplus

Tronchese Distale con trattenuta filo e inserti TC

Tronchese Distale con trattenuta filo e inserti TC
a manici lunghi 14 cm

EI-040

EI-045



Ergoplus

Tronchese Distale e inserti TC

Tronchese senza trattenuta del filo


EI-050



Ergoplus


Pinza di Begg con tronchese e inserti TC

EI-060




Ergoplus
Tronchese Heavy-Duty Cutter
Capacità di taglio fino a 080".

EI-015




Ergoplus
Tronchese per legature rifinito al diamante
Capacità di taglio delle legature fino a .015"
(no fili rettangolari).

ODG1002



Ergoplus
Pinza di Reinolds
Per contorni

EI-070



Ergoplus
Pinza a becco di uccello lunga

EI-110



Ergoplus
Pinza a becco di uccello corta

EI-120



Ergoplus
Pinza di Adams

EI-080



Ergoplus
Pinza a becco di uccello
Per piegare fili quadrati, rettangolari e tondi

EI-090





Ergoplus

Pinza a becco di uccello

Pinza per filo leggero con becchi lunghi, per fili quadrati, rettangolari e tondi fino a 0.41 mm.

EI-100




Ergoplus

Pinza per Omega Loop

Per formare loop su filo tondo rettangolare fino a un massimo di 0.56 x 0.71 mm; becco cilindrico.

EI-290




Ergoplus

Pinza Tweed

Per formare loops su fili tondi e rettangolari di diametro massimo di 0.56 x 0.71 mm.

EI-130



Ergoplus

Pinza di Aderer a 3 becchi

Pinza di Aderer a 3 becchi a punte small arrotondate

EI-140

EI-145



Ergoplus

Pinza di Nance

Per formare anse.

EI-150




Ergoplus

Pinza Tweed

Con punte lunghe 10 mm per formare archi.

EI-160

EI-165





Ergoplus

Pinza per archi linguali

Pinza per formare archi linguali, piegature doppie o triple sia su fili di 0.76 mm che di 0.91mm, per l'inserimento nelle apposite cannule.

EI-170





Ergoplus

Pinza De La Rosa

Pinza De La Rosa per formare e contornare archi con scanalature.

EI-180




Ergoplus

Pinza De La Rosa concava/convessa

Pinza De La Rosa per formare e contornare archi a becchi lisci.

EI-190




Ergoplus

Pinza Jarabak

Per piegare con precisione fili di diametro sottile.

EI-340



Ergoplus

Pinza per formare stop a "V"

Permette di formare degli Stop simmetrici.

EI-350




Ergoplus

Pinza togli Brackets

Pinza per rimozione attacchi d.b. a punta stretta (1,5 mm) e larga (3 mm).

EI-220



Ergoplus

Pinza per posizionare archi linguali


EI-230



Ergoplus

Pinza Weingart

EI-250





Ergoplus

Pinza di How curva

EI-260

Pinza di How curva a punte small

EI-265



Ergoplus

Pinza di How diritta

EI-270

Pinza di How diritta a punte small

EI-275



Ergoplus

Pinza per archi palatali

EI-280



Ergoplus

Pinza toglie bande

EI-200

Pinza per la rimozione di bande con punta in teflon



Ergoplus

Pinza toglie Brackets

EI-210

Pinza per la rimozione di brackets con punta in teflon.



Ergoplus

Pinza per bande


EI-240



Ergoplus

Pinza concava/ convessa a becchi stretti

EI-125



Ergoplus

Pinza Universale con inserti TC

Forma classica, adatta per tagliare fili per ganci.

EI-510




Ergoplus

Pinza universale

Utilizzata per la costruzione di ganci per protesi, dotata di tronchesino.

EI-520



G&H

Pinza per ganci chirurgici

Utilizzata per grippare ganci sugli archi

ODG633




Ergoplus

Pinza di Mathieu

Pinza per il posizic

EI-580



Ergoplus

Pinza per separatori

Pinza da usare con separat

EI-360



Ergoplus

Pinzetta di Yang


EI-300



Ergoplus

Pinza per formare step

EI-320





NEW!

Ergoplus

Pinza per formare angoli retti su fili nickel titanio e acciaio

EI-330



Ergoplus

Pinzetta dritta per attacchi

Impiegata per il posizionamento di Brackets

EI-640



Ergoplus

Pinzetta per posizionare attacchi

Mantiene la presa su qualsiasi tipo di attacco

EI-650



Ergoplus

Pinzetta per posizionare attacchi

Specifica per il posizionamento degli attacchi nella sezione posteriore

EI-670




Ergoplus

Pinzetta per posizionare tubi

Particolarmente indicata per posizionare tubi da cementare su molari a chiusura automatica con manico corto.

KBTPLG




G&H

Posizionale per attacchi posteriori

Strumento per posizionare attacchi nelle zone posteriori

BRPL050S



Ergoplus

Terma stick

EI-620





Ergoplus

Altimetro in acciaio inossidabile

Strumento che racchiude tutte le altezze dove posizionare gli Slot

EI-740



Ergoplus

Posizionatore per attacchi 0.18

Posizionatore per attacchi 0.22

EI-780

EI-785




Ergoplus

Altimetro con graffite

Usato per marcare gli elementi dentali, vengono distribuiti in un set di otto pezzi nelle misure 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm per anteriori e posteriori.

ZDGGGL10



Ergoplus

Spingi bande con manico in plastica

Strumento indispensabile per il posizionamento delle bande.

EI-750



Ergoplus

Spingi bande con manico vuoto in acciaio

Strumento per il posizionamento di bande. Auto-clavabile

EI-630



Ergoplus

Torretta per formare archi

Torque 0

AFTR200




Ergoplus

Applicatore per legature elastiche

Strumento adatto al posizionamento di elastici intraorali e legature elastiche.

EI-680






Ergoplus

Strumenti di utilità

Per il settaggio delle bande e per semplificare la pulizia sotto-gengivale

EI-690



Ergoplus

Direzionatore di legature

Strumento indicato al posizionamento di legature

EI-700



Ergoplus

Strumenti di utilità

Per piegare gli archi dietro i tubi


EI-370



Ergoplus

Modello da studio dimostrativo

DEMO10H



C E R T I F I C A Z I O N I

